


O KIT DE  
GASTROSTOMIA  
PERCUTÂNEA  
ENDOSCÓPICA  
GMI, POR  
MÉTODO DE  
PUNÇÃO DIRETA,  
É A UNIÃO  
ENTRE A  
INOVAÇÃO,  
AGILIDADE E  
SEGURANÇA.



### ITENS INCLUSOS

- 01 Sonda de Gastrostomia com balão e anel de fixação.
- 01 Trocater em T com agulha de punção automática.
- 01 Fixador de laço.

### COMPONENTES DE APLICAÇÃO

- 100% silicone grau médico.
- Biocompatível e Alta durabilidade.
- Proporciona conforto e liberdade de movimento.


### PRATICIDADE

- Trocater com bisel em lâmina triangular com sistema de segurança para inserção segura.
- Bainha *Pell Off* em linha reta e facilmente removível.

### 358| KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA COM AGULHA PS


Registro ANVISA N° 80423540046

| Código | FR | CAPACIDADE DO BALÃO (ml) | AGULHA NEEDLE (Fr) | DIÂMETRO DA SONDA(mm) | Comprimento da sonda (cm) |
|--------|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 358-20 | 20 | 10                       | 22                 | 6,70                  | 23                        |




### VERSATILIDADE

- Disponível nos tamanhos 11, 13 e 15 Fr.



### ITENS INCLUSOS

- 01 Sonda de Gastrostomia com balão.
- 01 Estabilizador.
- 01 Fixador de laço.
- 01 Agulha com bainha remoção T.



### INOVAÇÃO

- Exclusivo Loop Fixture II, garante uma punção na parede gástrica, prevenindo a separação das paredes abdominal e gástrica durante o procedimento.

#### 356| KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PEG - CLINY

Registro ANVISA Nº 80423540043

| Código | FR | CAPACIDADE DO<br>BALÃO (ml) | AGULHA NEEDLE<br>(Fr) | DIÂMETRO EXTERNO<br>DA SONDA(mm) | Comprimento<br>da sonda (cm) |
|--------|----|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 356-11 | 11 | 3                           | 12                    | 3,70                             | 28                           |
| 356-13 | 13 | 4                           | 14                    | 4,30                             | 28                           |
| 356-15 | 15 | 5                           | 16                    | 5,00                             | 28                           |