

TS-205

**Black Eye™**

# Marcador Endoscópico

Black Eye™ é uma tinta estéril, apirogênia projetada para ser usada como um marcador endoscópico para marcação de pólipos e lesões no trato gastrointestinal. É fornecida uma seringa que contém 5mL do marcador.

**Black Eye™ produto com base em tinta não-indiana para marcação do trato GI.**



TS-205

# Black Eye™ Marcador Endoscópico



## Indicações de Uso

Black Eye™ é indicado para marcar lesões endoscopicamente no trato GI quando o endoscopista antecipa que a lesão precisará ser removida cirurgicamente

## Características Tecnológicas e Equivalência Substancial

Black Eye™ é substancialmente equivalente ao marcador predicado do cólon. O Black Eye™ e o dispositivo predicado têm as mesmas indicações de uso. Ambos são formulações de carbono negro usados para tatuar ou marcar endoscopicamente o cólon.

O sistema de marcação endoscópico Black Eye™ fornece um método de marcação de lesões cancerosas na parede do estômago ou cólon de um paciente durante um procedimento endoscópico. A marca fornece um ponto de referência para a remoção subsequente do tecido. A embalagem de baixo custo da solução transformou a tecnologia em um produto, criando uma identidade de marca caprichosa que usa cores e iconografia simples que a fazem parecer menos ameaçadora, reduzindo assim a ansiedade do usuário.

## Por que é o melhor para os seus pacientes

### É seguro.

As preparações de tinta da Índia contêm goma-laca, fenol e amônia que, mesmo em soluções diluídas, devem ser evitadas. A formulação atóxica e biocompatível do Black Eye não contém tinta da Índia.

### É estéril.

Black Eye™ é um de uso único, portanto a esterilidade é facilmente mantida. Cada seringa é esterilizada antes de ser embalada e enviada.

### Cada seringa é pré-preenchida.

A preparação é simplificada graças ao design de produto pronto para uso Black Eye. Cada seringa vem com 5ml do fluido de marcação. Basta agitar vigorosamente antes de usar.

### É fácil trabalhar com ele.

Black Eye™ é mais fácil de usar do que os marcadores baseados em tinta da Índia e tem uma vida útil de dois anos.



Embalagem em seringas de 5 mL, caixa com 12



### THE STANDARD CO., LTD.

120, Gunpocheomdansaneop 2-ro, Gyeonggi-do, 15880, Korea  
Tel : 82-2-838-5533 Fax : 82-2-838-5523 Email : kn.kim@thestd.co.kr  
www.thestandard.co.kr