

CATÁLOGO DE ENDOSCOPIA



INOVAÇÃO A
SERVIÇO DA VIDA



LYNX
MEDICAL

CONHEÇA A **LYNX MEDICAL**

A Lynx Medical é uma empresa brasileira especializada em gastroenterologia, com foco na endoscopia diagnóstica e terapêutica. Desde sua fundação, em 2020, tem o compromisso de conectar tecnologia, inovação e cuidado humano, promovendo avanços que elevam o padrão da prática médica no país.

Em 2022, a empresa iniciou uma nova fase como distribuidora e importadora de produtos médicos, consolidando parcerias internacionais e oferecendo soluções exclusivas ao mercado brasileiro. Hoje, atua em todo o território nacional, com suporte técnico e científico a profissionais de saúde nos setores público e privado, garantindo confiança, segurança e excelência em cada entrega.

**CONFIRA O MAIS NOVO
PORTFÓLIO LYNX MEDICAL**

PINÇA DE BIÓPSIA

Características e Benefícios:



BAINHA REVESTIDA

FACILITA A PASSAGEM PELO CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO.

FIOS DUPLO PULL

PROMOVE A ABERTURA E O FECHAMENTO DAS CONCHAS E MAIOR PRESSÃO.

NÃO REUTILIZÁVEL

CRIADO PARA ELIMINAR O PROCESSO DE LIMPEZA E REESTERILIZAÇÃO.

ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS

PROJETADO PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS PERPENDICULARES (ESÔFAGO).

MARCAÇÃO NO CATETER

MARCAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO EM USO PARA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA.

DENTES DE MICRO MALHA E DENTES RADIAIS COMPLETOS

FACILITAM O CORTE PRECISO DO TECIDO COM O MÍNIMO DE RUPTURA E DILACERAÇÃO DO OBJETO.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS


Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro concha (mm)	Abertura concha (mm)	Comprimento do Sistema (cm)	Canal mínimo de trabalho (mm)	Units
100194	Pinça de Biópsia Descartável Serrilhada	2,4	7,0	230	2,8	unit
100205	Pinça de Biópsia Descartável Serrilhada	2,4	7,0	160	2,8	unit
100206	Pinça de Biópsia Descartável Serrilhada	1,8	7,0	160	2,8	unit
100207	Pinça de Biópsia Descartável Serrilhada	1,8	7,0	230	2,8	unit

REGISTRO ANVISA - 82214249012



ALÇA DE POLIPECTOMIA À FRIO

Características e Benefícios:



MATERIAL DA ALÇA À FRIO

GARANTE RESISTÊNCIA, ESPECIALMENTE NO FECHAMENTO E RETIRADA DO PÓLIPO.

MANOPLA ERGONÔMICA

DESIGN ERGONÔMICO DE FÁCIL MANUSEIO E OPERAÇÃO.

FORMATO DA ALÇA

EM FORMATO DE DIAMANTE OFERECENDO UMA PONTA DA ALÇA QUE DÁ O SUPORTE DE APOIO SOBRE O POLIPO QUE SERÁ TRATADO.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro (mm)	Tipo de Alça	Comprimento do Sistema (cm)	Diâmetro do Cateter (mm)	Canal mínimo de Trabalho (mm)	Units
100211	Alça de Polipectomia à Frio	10	Multifilamentar	230	2.4	2.8	unit

REGISTRO ANVISA - 82214249016

AGULHA DE ESCLEROSE

Características e Benefícios:

TRAVA DE SEGURANÇA DA AGULHA

POSICIONAMENTO SEGURO DA EXPOSIÇÃO DA AGULHA.

PONTA METÁLICA

GARANTE SEGURANÇA DURANTE A EXPOSIÇÃO DA AGULHA NO PROCEDIMENTO.

MANOPLA ERGONÔMICA

DESIGN ERGONÔMICO QUE ASSEGURA FÁCIL MANUSEIO E OPERAÇÃO.

PENETRAÇÃO SUAVE DA AGULHA

PONTA CHANFRADA PROJETADA PARA FACILITAR A INJEÇÃO.

TUBO INTERNO DE BAIXO ATRITO

ELABORADO DE FORMA QUE TENHA UMA SUAVE EXPOSIÇÃO DA AGULHA E ALTA VAZÃO DE INJEÇÃO.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro (Gauge)	Extensão da Agulha (mm)	Comprimento do Sistema (cm)	Canal mínimo de trabalho (mm)	Diâmetro do Cateter (mm)	Units
100195	Agulha de Esclerose Descartável	23	4	230	2,8	2,4	unit
100202	Agulha de Esclerose Descartável	23	4	180	2,8	2,4	unit
100203	Agulha de Esclerose Descartável	25	4	230	2,8	2,4	unit
100204	Agulha de Esclerose Descartável	25	4	180	2,8	2,4	unit

REGISTRO ANVISA - 82214249013



PINÇA DE CORPO ESTRANHO

Características e Benefícios:



DENTES JACARÉ & DENTE DE RATO

PROPORCIONAM FIRME ADERÊNCIA E AUXILIAM NA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO.

MANOPLA ERGONÔMICA

FACILITA O MANUSEIO DO ACESSÓRIO.

ABERTURA DE 7 MM DA CONCHA

AUXILIA E CONTRIBUI PARA CAPTURA DE VARIEDADES DE CORPOS ESTRANHOS.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro de abertura (mm)	Comprimento do Sistema (cm)	Canal mínimo de trabalho (mm)	Diâmetro do Cateter (mm)	Unidade
100198	Pinça para Corpo Estranho Dente de Rato e Jacaré - Desc.	7.12	230	2.8	2.3	Unitário
100208	Pinça para Corpo Estranho Dente de Rato e Jacaré - Desc.	7.12	180	2.8	2.3	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214249011

CESTA DE CORPO ESTRANHO

Características e Benefícios:

SISTEMA GIRATÓRIO

FACILITA O POSICIONAMENTO PARA FECHAMENTO E CAPTURA DO CORPO ESTRANHO.

FIO DE NYLON

GARANTE RESISTÊNCIA, ESPECIALMENTE NO FECHAMENTO E RETIRADA DO CORPO ESTRANHO.

MANOPLA ERGONÔMICA

PROPORCIONA FACILIDADE NO MANUSEIO DO ACESSÓRIO.

VARIEDADE DE MEDIDAS

DISPONÍVEL EM DIFERENTES TAMANHOS PARA ATENDER DIVERSOS TIPOS DE CORPO ESTRANHO.

BORDA AZUL

PERMITE MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO ACESSÓRIO.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro (mm)	Comprimento do Sistema (cm)	Canal mínimo de trabalho (mm)	Giratório	Unidade
100196	Cesta de Corpo Estranho 25 mm x 55 mm	25mm x 55mm	230	2,8	SIM	Unitário
100197	Cesta de Corpo Estranho 30 mm x 59 mm	30mm x 59mm	230	2,8	SIM	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214249011



BOCAL DE ENDOSCOPIA

Características e Benefícios:



Bocal Adulto

MATERIAL DO PRODUTO

BORDAS MACIAS AUMENTAM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DO PACIENTE DIFERENTES COM SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.

FIXAÇÃO DO BOCAL

ALÇAS DE FIXAÇÃO OPCIONAIS AUMENTAM O CONFORTO DO PACIENTE

MODELOS ADULTOS E PEDIÁTRICO

GRANDES ABERTURAS LATERAIS OTIMIZAM O CONTROLE DURANTE O MANUSEIO E MELHORAM O ACESSO. ADEQUADO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM BOCAS PEQUENAS

USO ÚNICO

PRODUTOS DESCARTÁVEIS REDUZEM O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA



Bocal Pediátrico

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Unidade
100210	Bocal de Endoscopia Adulto c/ Elástico	Unitário
100209	Bocal de Endoscopia Pediátrico c/ Elástico	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214240007

CAP DISTAL DE ENDOSCOPIA

Características e Benefícios:



Cap Distal Reto

MATERIAL DO PRODUTO CAP TRANSPARENTE PARA MELHORAR O CAMPO DE VISÃO ENDOSCÓPICO

FORMATO RETO E OBLÍQUO AUXILIA NA TERAPIA ENDOSCÓPICA E DESIGN OBLÍQUO PARA ABORDAGEM TANGENCIAL

ABERTURA DO CAP ABERTURA AMPLA PARA RESECÇÃO DE GRANDES ÁREAS DE SUPERFÍCIE PELA EMR

FURO LATERAL ORIFÍCIO LATERAL QUE PERMITE DRENAGEM DO FLUIDO PARA MANTER A VISÃO ENDOSCÓPICA LIMPA.



Cap Distal Oblíquo

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Diâmetro (mm)	Comprimento do Sistema (cm)	Furo Lateral	Unidade
100212	Cap Distal Reto Descartável	9,9	4,0	SIM	Unitário
100213	Cap Distal Reto Descartável	10,8	4,0	SIM	Unitário
100214	Cap Distal Reto Descartável	12,8	4,0	SIM	Unitário
100215	Cap Distal Reto Descartável	13,2	4,0	SIM	Unitário
100216	Cap Distal Oblíquo Descartável	9,9	4,0	SIM	Unitário
100217	Cap Distal Oblíquo Descartável	10,8	4,0	SIM	Unitário
100218	Cap Distal Oblíquo Descartável	12,8	4,0	SIM	Unitário
100219	Cap Distal Oblíquo Descartável	13,2	4,0	SIM	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214240009



EXCLUSIVIDADE
LYNX NO BRASIL



CAPTURADOR DE PÓLIPOS COLLECTOR ONE

Características e Benefícios:



*Cartucho
extra*

CÂMARAS POR COLLECTOR ONE

O PRODUTO OFERECE DUAS OPÇÕES DE CÂMARAS PARA ATENDER A DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS.

LENTE DE VISUALIZAÇÃO

O PRODUTO POSSUI UM DESIGN DE LUPA TRANSPARENTE, FACILITANDO A OBSERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DOS PÓLIPOS PELA EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM.

DESIGN FÁCIL E INOVADOR

DESIGN EXCLUSIVO DE ABERTURA E FECHAMENTO, FACILITANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS DE PÓLIPOS PELA EQUIPE MÉDICA.

POLYP PICKER

POSSUI UM COLETOR DE PÓLIPOS, PRÁTICO E CONVENIENTE PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Quant. Câmara (Chamber)	Tubo de Conexão	Unidade
100220	Capturador de Pólipos Collector One	2 Unidades	Único	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214249019

TUBO DE IRRIGAÇÃO

Características e Benefícios:

DESIGN DO MATERIAL

TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE PARA MELHOR ATENDER O USO ÚNICO DO PRODUTO

MODELO DE CONEXÃO

A CONFEÇÃO DO TUBO DE IRRIGAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO LUER LOCK



BLOQUEADOR CLAMP

ESTE ACESSÓRIO É COMPOSTO DE UM BLOQUEADOR CLAMP PARA EVITAR DESPERDÍCIOS DE MATERIAIS DURANTE O PROCEDIMENTO

CONEXÃO SPIKE

FÁCIL ACESSO AOS PRODUTOS UTILIZADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO TUBO IRRIGADOR COM LUER LOCK


INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Conexão Luer Lock	Tubo de Conexão	Unidade
100221	Tubo de Irrigação Pré Limpeza	Sim	Único	Unitário

REGISTRO ANVISA - 82214240011

CONJUNTO ESCOVA DE LIMPEZA

Características e Benefícios:



MATERIAL ESCOVAS FEITAS DE NYLON, MACIA E DURÁVEL.

SEGURANÇA LIMPEZA EFICIENTE GRAÇAS ÀS DUAS ESCOVAS EM UM ÚNICO EIXO.

DESIGN INOVADOR PARA VÁLVULAS DE NÍVEL E VÁLVULAS DE SUÇÇÃO E AR/ÁGUA

TECNOLOGIA PONTAS ARREDONDADAS DA ESCOVA PARA UMA LIMPEZA SUAVE


INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Cor	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento do Cateter (cm)	Diâmetro da escova (mm)	Cerdas Válvula / Comprimento (mm)	Cerdas Canal / Comprimento (mm)	Quantidade por caixa
100228	Escova de Limpeza duas cerdas	Amarelo/ Azul	1,7	230	4,5 - 7/ 6 - 3	11 / 35	5 / 20	100

REGISTRO ANVISA - N/A

ESCOVA DE LIMPEZA PUSH PULL

Características e Funcionalidades:



MATERIAL ESCOVAS FEITAS DE NYLON, MACIA E DURÁVEL.

SEGURANÇA O POTENCIAL DE DANOS DISPENDIOSOS AO INTERIOR DO CANAL DE TRABALHO É REDUZIDO.

DESIGN INOVADOR PROPORCIONA UMA LIMPEZA MAIS EFICIENTE DO QUE AS ESCOVAS DE LIMPEZA CONVENCIONAIS.

TECNOLOGIA CABEÇAS ESFÉRICAS NAS EXTREMIDADES DAS ESCOVAS E PONTAS ARREDONDADAS PARA UMA LIMPEZA SUAVE


INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Cor	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento do Cateter (cm)	Diâmetro da escova (mm)	Comprimento da escova (mm)	Diâmetro Escova Flap (mm)	Quantidade por caixa
100229	Escova de Limpeza Push-Pull	Amarelo	1.7	230	6	20	5.2	100

REGISTRO ANVISA - N/A

CONJUNTO DE VÁLVULAS OLYMPUS

Características e Benefícios:



COMPATIBILIDADE

ADEQUADO PARA ENDOSCÓPIOS OLYMPUS® DA SÉRIE 140 E SUPERIORES.

SEGURANÇA

MINIMIZA OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

CONJUNTO DE VÁLVULAS PENTAX

Características e Benefícios:

COMPATIBILIDADE

ADEQUADO PARA ENDOSCÓPIOS PENTAX® 90K/90I, K10/I10/I10C, J10

SEGURANÇA

MINIMIZA OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.



INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Quantidade por Caixa
100224	Conjunto de Válvulas Descartável Olympus da série 140 e superiores	50
100225	Conjunto de Válvulas Descartável Pentax 90K/90I, K10/I10/I10C, J10	50

REGISTRO ANVISA - 82214240005

CONJUNTO DE VÁLVULAS FUJIFILM

Características e Funcionalidades:

COMPATIBILIDADE ADEQUADO ÀS SÉRIES FUJIFILM® 700.

SEGURANÇA MINIMIZA OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.



COMPATIBILIDADE ADEQUADO ÀS SÉRIES FUJIFILM® 500/600

SEGURANÇA MINIMIZA OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Código do produto	Descrição do produto	Quantidade por Caixa
100225	Conjunto de Válvulas Descartável Fujifilm Série 700	50
100226	Conjunto de Válvulas Descartável Fujifilm Série 500/600	50

REGISTRO ANVISA - 82214240005



LYNX
MEDICAL

Quer conhecer mais sobre a **Lynx Medical**
e ficar por dentro das novidades?



lynxmedical.com.br



comercial@lynxmedical.com.br



[@lynx_medical](https://www.instagram.com/lynx_medical)



[+55 \(11\) 94027-1347](tel:+5511940271347)